

GraftNET® Barrier-Tape

Biocompatibilidad

100% colágeno de origen humano

Reabsorbible

Corta duración 8 a 12 semanas

Larga duración 20 a 24 semanas

Efecto Barrera

Barrera semipermeable que limita el intercambio celular en ambos lados de la membrana

CORTA REABSORCIÓN




LARGA REABSORCIÓN



FUNCIÓN DE BARRERA VERSÁTIL

- Indicado para su uso en procedimientos de regeneración tisular guiada.
- Recubrimiento epitelial en quemaduras.
- Aumento gingival.
- Recubrimiento y separación de estructuras nerviosas.

VISTA SECCIÓN DE CORTE



Se observan los pliegues de colágeno y porosidad de la membrana, siendo semipermeable.

FÁCIL DE CONFORMAR

- Suturable y recortable.
- Resistente al desgarre.
- Fácil de manejar incluso estando hidratada.
- Buena adherencia en tejidos blandos y sangre.



PRESENTACIONES:

DESCRIPCIÓN	LARGO X ANCHO	NÚMERO DE CATÁLOGO	ESPESOR
Membrana de colágeno de corta duración	22mm x 15 mm	RC02215	0.4 mm
Membrana de colágeno de corta duración	30mm x 20 mm	RC03020	
Membrana de colágeno de corta duración	40mm x 30 mm	RC04030	
Membrana de colágeno de corta duración	75mm x 25 mm	RC07525	
Membrana de colágeno de corta duración	100mm x 100 mm	RC00100	
Membrana de colágeno de alta duración	22mm x 15 mm	RL02215	0.4 mm
Membrana de colágeno de alta duración	30mm x 20 mm	RL03020	
Membrana de colágeno de alta duración	40mm x 30 mm	RL04030	
Membrana de colágeno de alta duración	75mm x 25 mm	RL07525	
Membrana de colágeno de alta duración	100mm x 100 mm	RL00100	

