

GraftNET® Hybrid CORE³

1 Colágeno

Colágeno tipo I

2 Óseo

Fibras y partículas de DBM (MOD)

3 Radiopaco

Cada pieza contiene un marcador radiopaco

4 Estimulante/Elemental/Estructurado

- Procesado cuidadosamente para preservar BMPs
- Contiene los elementos (Ca y P) básicos en neoformación ósea
- Cubos con volumen exacto de 1cc por cubo



GraftNET® Hybrid CORE³

GraftNET® Hybrid CORE³ son cubos provenientes compuestos de colágeno y fibras de matriz ósea de origen humano que aportan factores de crecimiento al sitio quirúrgico. Su forma y su propiedad semi rígida le permiten adaptarse a diferentes zonas a rellenar. Se puede recortar, compactar a la forma deseada y logra absorber 2X su peso.



Almacenaje

Temperatura ambiente

Esterilización

Irradiación gamma



Aplicaciones

Defectos acetabulares, artrodesis de columna, trauma y todo tipo de defectos óseos.

Presentaciones:

DESCRIPCIÓN	Volumen	NÚMERO DE CATÁLOGO
Cubos de matriz de colágeno y MOD	1cc	901001
Cubos de matriz de colágeno y MOD	5cc	901005
Cubos de matriz de colágeno y MOD	10cc	901010
Cubos de matriz de colágeno y MOD	15cc	901015
Cubos de matriz de colágeno y MOD	20cc	901020
Cubos de matriz de colágeno y MOD	30cc	901030
Cubos de matriz de colágeno y MOD	Medida especial	901000-XXXXXX

Contamos con otras presentaciones además de las ya mencionadas.



Diseño en Tecnología Biomédica

